

NOTICE URGENTE RELATIVE À LA SÉCURITÉ D'UTILISATION

Produit :	Pousse seringue Alaris® – tous les modèles
Identifiant Action Corrective :	RA-2010-11
Date :	Novembre 2010
Type d'action :	Conseil sur l'utilisation du produit

À L'ATTENTION DE : Personnel clinique et biomédical, gestionnaires de risques

Description du problème

CareFusion a eu connaissance de trois événements significatifs concernant l'utilisation de pousse-seringues Alaris® lors de l'administration via un prolongateur à pression négative (vide) élevée et qui ont été à l'origine d'un bolus. Cette condition peut être présente lorsque la ligne de perfusion est utilisée conjointement à d'autres pompes médicales haute pression, comme des pompes à sang extracorporel, des pompes de dialyse, des pompes de pontage cardio-pulmonaire ou des pompes d'hémodialyse.

Les rapports reçus indiquent que, dans chacun de ces cas, le pousse-seringue Alaris® a généré une alarme en réponse à ce danger, a stoppé la perfusion et a activé une alarme visuelle et sonore adaptée ; toutefois, l'opérateur n'a pas pu isoler le prolongateur avant de libérer le clamp de seringue, ce qui a conduit à un siphon non contrôlé et à une perfusion intempestive.

L'impossibilité d'isoler le prolongateur avant le retrait du clamp de seringue ou de lasering peut conduire à une administration intempestive. Le risque est considérablement plus important si le pousse-seringue est combiné à des appareils susceptibles de créer une pression négative (vide) élevée dans le prolongateur.

Action requise

Vérifiez que tous les utilisateurs savent que le prolongateur à demeure doit être isolé (clampé ou débranché) avant de libérer ou de retirer une seringue du pousse-seringue.

CareFusion a modifié les précautions d'emploi du Mode d'emploi fourni avec l'ensemble des pousse-seringues Alaris® afin de mettre l'accent sur l'importance de l'isolation du prolongateur avant la libération ou le retrait d'une seringue.

Vous devez toujours clamber ou isoler le prolongateur avant de déclamber ou de retirer une seringue du pousse-seringue, afin d'éviter tout risque d'administration intempestive.



Si vous avez la moindre question ou le moindre problème à propos de la présente action corrective de sécurité, n'hésitez pas à contacter votre représentant CareFusion local.

Diffusion de cette notice relative à la sécurité d'utilisation

Diffusez cette notice à toutes les personnes concernées au sein de votre service.

Salutations distinguées.

Représentant CareFusion